

Procédure Normalisée de Fonctionnement

TITRE : TABLEAU DES ENTRETIENS PRÉVENTIFS DES ANIMALERIES ET DES ÉQUIPEMENTS	NUMÉRO : E-6
DESTINATAIRES : Personnel du Service des animaleries	Version 1 : 19.01.10 Version 5 : 01.06.2016
ÉMISE PAR : Normand Lapierre, T.S.A. CORRIGÉE : Manon St-Germain, directrice et vétérinaire	CIPA :
APPROUVÉE PAR : Manon St-Germain, directrice et vétérinaire	DATE : 7.07.2010
BUT : Établir un horaire d'entretien préventif pour les divers équipements et infrastructures des animaleries.	

SANTÉ ET SÉCURITÉ : Non applicable.

Voir tableau page suivante

Entretiens préventifs des équipements de l'animalerie

Travail à effectuer	Fréquence	Effectué par	Note
Changement des filtres d'évacuation du système de ventilation	1X/année janvier	Personnel animalerie	Inventaire et commande des filtres en décembre
Analyse minéralogique de l'eau de boisson	1X/année janvier	Exova	Faire livrer bouteille test en décembre 514 697-3273
Certification des ESB, filtres HEPA et des supports ventilés	1X/année janvier	Certifiltre	Dany Pelletier 450 674-2252
Calibrage des pompes lave-cage	3X/année janvier-mai-septembre	Pharmacal	Danielle Boulais 514 213-5595
Certification des machines anesthésiques	1X/année janvier	Benson Medical	Mark Landry 1-800-563-3859 poste 281
Vérification des pressions du système de ventilation	1X/année janvier	Tech. Syst. Mécanique et électrique UQAM	Contact : Rémi Lavallée 4880
Changement des couvercles filtres souris et rats	1X/année janvier	Personnel animalerie	Inventaire et commande des filtres en décembre
Certification des balances	2X/année janvier-juin	Personnel animalerie	Besoin de 3 différents poids
Entretien des guillotines	1X/année janvier	Personnel animalerie	
Renouvellement des inscriptions CALAS et inscription Symposium annuel CALAS ou autres	1X/année janvier	Personnel animalerie	*Adhésion institutionnelle
Sentinelles	4X/année février-mai-août-novembre	Personnel animalerie	
Vide sanitaire de l'aquatique	1X/année décembre	MMF UQAM	Contact : Sylvain Thibault 4906
Changement des essieux de plastiques des bras du lave-cage	1X/année	Personnel animalerie	Acheté pièce via Thermo Solutions, peuvent être changés + d'1X/année selon l'usage. Eugenio 514-787-0056