

**Procédure Normalisée de Fonctionnement**

<b>TITRE :</b> RÉTABLISSEMENT DU SYSTÈME D'ÉVACUATION DE VAPEUR DU LAVE-CAGES SB	<b>NUMÉRO :</b> E-3
<b>DESTINATAIRES :</b> Personnel du Service des animaleries	<b>Version 1 :</b> 15.07.09 <b>Version 5 :</b> 30.05.2016
<b>ÉMISE PAR :</b> Normand Lapierre, T.S.A. <b>CORRIGÉE :</b> Manon St-Germain, directrice et vétérinaire	<b>CIPA :</b>
<b>APPROUVÉE PAR :</b> Manon St-Germain, directrice et vétérinaire	<b>DATE :</b> 7.07.2010
<b>BUT :</b> Décrire la procédure pour remettre en place la tige rétractable du système d'évacuation de vapeur du lave-cages SB.	

**MATÉRIEL :**

- Tournevis à lunettes
- Clé à molette
- Marche mobile ou échelle

**SANTÉ ET SÉCURITÉ :** Utiliser toujours une échelle ou une marche mobile, ne pas utiliser de chaise pour grimper.

**PROCÉDURES :**

1. Fermer la valve d'entrée d'air du lave-cages située dans la zone de service du lave-cages.
2. À l'aide du tournevis à lunettes, appuyer sur l'interrupteur de la valve solénoïde correspondant à l'évent de vapeur du lave-cages. Appuyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pression dans la ligne d'air (il n'y aura plus de bruit lorsque la ligne d'air sera vide).
3. Ajuster la tige rétractable avec l'évent de vapeur.
4. Resserrer le boulon d'arrêt sur la tige.
5. Ouvrir la valve d'entrée d'air du lave-cages.
6. Tester l'ouverture et la fermeture de l'évent de vapeur en appuyant sur le bouton d'arrêt d'urgence et en le désactivant. L'évent doit fermer complètement le conduit d'évacuation.